



# *Air Flex Arm*

AquaMed Japan, Inc.

## *Holding Power*

フットスイッチを踏んでフレキシブル  
離してフィックス

PALACOS ジャパン事業部アクアメッドジャパン株式会社  
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 6F  
TEL:03-6262-3614  
<http://palacos.jp>

販売名：エアフレックスアーム WYAM390-B  
届出番号：04B1X10001000027

# contents



## 小型で省スペース、簡易的な操作

|  |  |
|--|--|
| <b>材質</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ステンレス304</li></ul>                            | <b>耐荷重</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・1.5~4.5KG</li></ul>  |
| <b>アーム長</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・全長：700mm</li><li>・作業半径：600mm</li></ul>      | <b>動力源</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ガス供給システム<br/>(圧縮空気)</li></ul>                              |
| <b>コントロール方法</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・フットスイッチ</li></ul>                       | <b>設置</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・手術台標準レール<br/>(適用規格：8.35mm~10.25mm)</li></ul>                |
| <b>滅菌方法</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・アーム本体：滅菌カバー</li><li>・ヘッド部品：高圧蒸気滅菌</li></ul> | <b>安全性能</b> <ul style="list-style-type: none"><li>予期せぬパイプ脱落</li><li>・ガス供給停止</li><li>・アームをセルフロックで固定</li></ul> |



# Air Flex Arm

## Product features